

Sistema Active Ice®



La bolsa universal en forma de U puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo que necesite terapia refrigerante localizada. También disponible: cámara rectangular o en forma de pie.



Los vendajes de compresión opcionales sostienen la bolsa universal de forma cómoda, brindan una leve compresión y protegen el área a tratar.



Hombro



Rodilla



Zona lumbar

«Este sistema es **NECESARIO** para cualquier persona que quiera acelerar su tiempo de recuperación post operatorio. Su uso ha ayudado a reducir el dolor y la hinchazón». Barbara de VA

El sistema terapéutico universal Doble Active Ice® ofrece una conveniente terapia refrigerante para tratar dos partes del cuerpo de forma simultánea.

¡Sistemas personalizados disponibles! Contáctenos al 1.800.763.8423 por presupuestos.

¿Cuándo debo utilizar la terapia de frío o de calor húmedo?

La terapia con frío sirve para lesiones y dolor agudo.

El hielo calma el tejido inflamado, caliente e hinchado y reduce el dolor de la inflamación.

La terapia con calor sirve para músculos, dolor crónico y estrés.

El calor reduce fácilmente el dolor de espasmos y calambres musculares y alivia el sistema nervioso y la mente. El estrés puede ser una de las principales causas de dolor crónico.

Precaución: no utilizar la terapia de calor sobre una lesión ya caliente al tacto.

ALTERNAR FRÍO Y CALOR

Algunos expertos como los de la Clínica Mayo recomiendan alternar las terapias de frío y calor para un alivio efectivo del dolor de lesiones por sobrecarga y dolor crónico en las articulaciones.

CALOR HÚMEDO VS. CALOR SECO

Para la mayoría de las personas el calor húmedo brinda un mayor alivio del dolor que el calor seco, debido a que penetra con más profundidad para relajar los músculos contracturados e incrementa la circulación hacia el área a través de la vasodilatación.

Para tener en cuenta: consulte con su médico antes de comenzar cualquier tipo de terapia. Siga siempre las recomendaciones de su profesional médico.

Visite www.polarproducts.com para ver nuestra línea completa de productos de terapia de frío y calor.

Contrato GSA #V797D-30220

POLAR Products

Terapia frío - calor



Sistema Active Ice®

¡Diseñado para brindar el máximo alivio post operatorio!



La bolsa universal puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo que necesite terapia de frío localizada.

5 pies de tuberías de agua aisladas hacen circular agua fría (4 pies de extensiones disponibles)

Nivel de flujo ajustable y control de temperatura

Depósito refrigerante de 9 cuartos

Elija el temporizador de 30 minutos, el interruptor encendido/apagado o ambos

Características opcionales



¡Batería tipo mochila de litio-ion o adaptador de 12 voltios de CC que brindan movilidad! (El sistema incluye transformador con descarga a tierra).

El depósito de 15 cuartos ofrece una extensión de tiempo entre la incorporación de hielo



Ruedas y asa retráctil



NATURAL
DRUG-FREE PAIN RELIEF

Ordene en línea en www.polarproducts.com

Compresas Soft Ice® de frío y calor

¡Las compresas se mantienen blandas, flexibles y cómodas cuando se congelan!

La fórmula ecológica patentada transfiere calor fuera del área con mayor efectividad que métodos alternativos.

Tamaños de compresas disponibles desde 3" x 6" hasta 11" x 23".

Puede personalizar las compresas con su logotipo, nombre e información de contacto con una orden mínima de solo 48 compresas.



BLANDAS Y FLEXIBLES • SEGURAS Y NO TÓXICAS • RESISTENTES Y REUTILIZABLES

Vendajes terapéuticos de compresión Soft Ice

- Los vendajes protegidos brindan una compresión suave y ajustable.
- Los bolsillos para vendajes sostienen las compresas Soft Ice® en su lugar segura de forma para una conveniente terapia de frío o calor.



Hombreira




Rodillera



Cuello y columna



Pie/Tobillo/Codo



Cabeza y mandíbula



Collarín




Faja lumbar

Visite nuestro sitio web para ver nuestra línea completa de vendajes de compresión localizados y universales.

Punto de activación Roller Ice®

Los beneficios terapéuticos de masajes y terapia frío/calor juntos en una herramienta ergonómica con una esfera o punta en forma de bala.



#RI



#RIB

1.800.763.8423 • www.polarproducts.com • polar@polarproducts.com

Vendajes terapéuticos de calor Thera-Temp®

- Los vendajes de calidad profesional aptos para microondas brindan una efectiva terapia de calor húmedo que penetra profundamente.
- Las perlas minerales terapéuticas atrapan y retienen la humedad del ambiente. ¡Estas perlas no orgánicas no se deterioran ni generan olores!
- Diseñadas con una suave lana de lujo del lado que entra en contacto con la piel y protegidas con una tela multicapa con barrera de vapor en el exterior para dirigir la humedad y el calor hacia el cuerpo.



Collarín



Hombreira



Almohadilla localizada, estándar, King y XL



Cuello y columna



Antifaz



Muñequera



Rodillera



Faja lumbar



Guante

CONJUNTOS PARA ALIVIO DE DOLOR FRÍO/CALOR

Los conjuntos localizados brindan los beneficios terapéuticos tanto de la compresión fría como de la terapia de calor húmedo.

¡Ahorre un 15% comprando un conjunto terapéutico!



Conjunto de alivio del dolor para cuello y columna

#NPRKX